### MOUSSE PLASTIQUE D'ARTOIS

# 47, rue du Général de Gaulle 62270 FREVENT

Tél. 03 21 03 66 49

Fax 03 21 03 22 99

## FICHE TECHNIQUE

### Matelas hospitalier nervuré Housse en enduction PVC

**Mousse :** Densité : 35 kg/m³ avec découpes pour adapter aux lits avec relève

buste et relève jambes.

#### Housse:

En tissu enduit PVC avec traitement de protection appelé Biopruf ® Repousse champignons, actinomycètes, bactéries gram plus et gram moins, évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition.

Lavabilité: 90°

Nettoyage - Désinfection: Eau savonneuse, eau de Javel dilué,

alcool dilué, solution de formol

Auto désodorisant : Le traitement Biopruf évite toute cause d'odeur

malodorante provoquée par l'action des micro-organismes.

### Finition:

Fermeture par glissière cachée sous lèvres, sur une longueur et une largeur

#### Classement:

Matelas conforme aux recommandations D1 bis-89 et D1 90 du GPEM/CP avec certificat d'essais de **Classe B** délivré par le Laboratoire National d'Essais.

Matelas conforme aux exigences de non allumabilité selon les Normes NF EN 597-1 et 2.

Fiche mise à jour le 12 février 2014 FABRICATION FRANÇAISE