

# Mousse Plastique d'Artois

47, rue du Général de Gaulle

62270 FREVENT

Tél. 03 21 03 66 49

Fax. 03 21 03 22 99

## FICHE TECHNIQUE

### Housse en Polyuréthane pour matelas hospitalier Ou d'aide à la prévention des escarres

**Tissu :**

Polyester enduit de **polyuréthane** (sans latex), 170 gr/m<sup>2</sup>  
Imperméable et respirant  
Résistance aux bactéries et moisissures  
Traitement Sanitized

Imperméabilité (DIN 53.866) : >3000 mm  
Perméabilité à la vapeur d'eau(DIN 54.333) : +/- 600g/m<sup>2</sup> par 24 h

**Lavabilité** : 85°

**Nettoyage – Désinfection** : Eau savonneuse, alcool dilué

**Finition :**

Dimensions : à préciser  
Fermeture à glissière 2 côtés

**Classement :**

M1

Fiche mise à jour le 12 février 2014  
FABRICATION FRANCAISE