

MOUSSE PLASTIQUE D'ARTOIS

47, rue du Général de Gaulle

62270 FREVENT

Tél. 03 21 03 66 49

Fax. 03 21 03 22 99

FICHE TECHNIQUE

Matelas hospitalier nervuré Housse Polyuréthane 4 coins coupés

- Mousse :** Densité : 35 kg/m³ avec découpes pour adapter aux lits avec relève buste et relève jambes
Avec 2 ou 4 coins coupés
- Housse :** En tissu enduit de **polyuréthane** respirant, avec traitement de Protection appelé Biopruf ® :
Repousse champignons, actinomycètes, bactéries gram plus et gram moins, évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition.
Lavabilité : 90°
Nettoyage – Désinfection : Eau savonneuse, alcool dilué
Auto désodorisant : le traitement Biopruf évite toute cause d'odeur malodorante provoquée par l'action des micro-organismes.
- Finition :** Fermeture par glissière cachée sous lèvres, sur une longueur et une largeur
- Classement :** Matelas conforme aux recommandations D1 bis-89 et D1-90 du GPEM /CP avec certificat d'essais de **Classe C** délivré par le Laboratoire National d'Essais.
- Matelas conforme aux exigences de non allumabilité selon les Normes NF EN 597-1 et 2.