

# MOUSSE PLASTIQUE D'ARTOIS

47, rue du Général de Gaulle

62270 FREVENT

Tél. 03 21 03 66 49

Fax. 03 21 03 22 99

## FICHE TECHNIQUE

### Matelas hospitalier nervuré Housse Polyuréthane

- Mousse :** Densité : 35 kg/m<sup>3</sup> avec découpes pour adapter aux lits avec relève buste et relève jambes
- Housse :** En tissu enduit de **polyuréthane** respirant, avec traitement de Protection appelé Biopruf ® :  
Repousse champignons, actinomycètes, bactéries gram plus et gram moins, évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition.  
**Lavabilité :** 90°  
**Nettoyage – Désinfection :** Eau savonneuse, alcool dilué  
**Auto désodorisant :** le traitement Biopruf évite toute cause d'odeur malodorante provoquée par l'action des micro-organismes.
- Finition :** Fermeture par glissière cachée sous lèvres, sur une longueur et une largeur
- Classement :** Matelas conforme aux recommandations D1 bis-89 et D1-90 du GPEM /CP avec certificat d'essais de **Classe C** délivré par le Laboratoire National d'Essais.
- Matelas conforme aux exigences de non allumabilité selon les Normes NF EN 597-1 et 2.

Fiche mise à jour 12 février 2014  
FABRICATION FRANCAISE