

**MOUSSE PLASTIQUE D'ARTOIS**

**47, rue du Général de Gaulle**

**62270 FREVENT**

**Tél. 03 21 03 66 49**

**Fax 03 21 03 22 99**

## **FICHE TECHNIQUE**

### **Matelas hospitalier nervuré Housse en enduction PVC 4 coins coupés**

**Mousse :** Densité : 35 kg/m<sup>3</sup> avec découpes pour adapter aux lits avec relève buste et relève jambes avec 2 ou 4 coins coupés pour passage potence

**Housse :**

En tissu enduit PVC avec traitement de protection appelé Biopruf ® Repousse champignons, actinomycètes, bactéries gram plus et gram moins, évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition.

**Lavabilité :** 90°

**Nettoyage – Désinfection :** Eau savonneuse, eau de Javel diluée, alcool dilué, solution de formol

**Auto désodorisant :** Le traitement Biopruf évite toute cause d'odeur malodorante provoquée par l'action des micro-organismes.

**Finition :**

Fermeture par glissière cachée sous lèbres, sur une longueur et une largeur

**Classement :**

Matelas conforme aux recommandations D1 bis-89 et D1 90 du GPEM/CP avec certificat d'essais de **Classe B** délivré par le Laboratoire National d'Essais.

Matelas conforme aux exigences de non allumabilité selon les Normes NF EN 597-1 et 2.

Fiche mise à jour le 12 février 2014  
FABRICATION FRANÇAISE