

MOUSSE PLASTIQUE D'ARTOIS

47, rue du Général de Gaulle

62270 FREVENT

Tél. 03 21 03 66 49

Fax 03 21 03 22 99

FICHE TECHNIQUE

Matelas hospitalier Housse en enduction PVC

Mousse : Densité : 35 kg/m³

Housse :

En tissu enduit PVC avec traitement de protection appelé Biopruf ®
Repousse champignons, actinomycètes, bactéries gram plus et gram moins, évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition.

Lavabilité : 90°

Nettoyage – Désinfection : Eau savonneuse, eau de Javel diluée, alcool diluée, solution de formol

Auto désodorisant : Le traitement Biopruf évite toute cause d'odeur malodorante provoquée par l'action des micro-organismes.

Finition :

Fermeture par glissière cachée sous lèvres, sur une longueur et une largeur

Classement :

Matelas conforme aux recommandations D1 bis-89 et D1 90 du GPEM/CP avec certificat d'essais de **Classe B** délivré par le Laboratoire National d'Essais.

Matelas conforme aux exigences de non allumabilité selon les Normes NF EN 597-1 et 2.

Fiche mise à jour le 12 février 2014
FABRICATION FRANÇAISE